





Kód 12525 1 x 50ml	beta-HYDROXYBUTYRÁT (kyselina beta -hydroxymáselná)		
Skladovat při 2 - 8°C			
Činidla pro stanovení koncentrace β-hydroxybutyrátu. Pouze pro profesionální použití in vitro v klinické laboratoři.		beta-HYDROXYBUTYRÁT hydroxybutyrát dehydrogenáza/diaforáza	

### PRINCIP METODY

Za přítomnosti NAD<sup>+</sup> se β-hydroxybutyrát ve vzorku oxiduje působením hydroxybutyrátdehydrogenázy (HBDH) na acetoacetát. Redukcí tetrazoliové soli (NBT) za přítomnosti diaforázy vzniká barevný formazan. Intenzitu zbarvení lze měřit spektrofotometricky.<sup>1</sup>



### OBSAH A SLOŽENÍ

**Reagent A:** 1x40ml. Tris 150 mmol/L, hydroxybutyrát - dehydrogenáza >5 KUBS/L, diaforáza >10 KUBS/L, azid sodný 0,95g/L, pH 8,6.

**Reagent B:** 1x10ml. Kyselina citronová 50mmol/L, kyselina oxalová 25mmol/L, NBT 1,7 mmol/L, NAD 21 mmol/L, pH1,5.

Nebezpečí: **H314** – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H317** – Může vyvolat alergickou kožní reakci. **P280** – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle / obličejový štít. **P303 + P361 + P353** – PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou /osprchujte. **P302 + P352** – PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **P333 + P313** – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další upozornění – viz bezpečnostní list (SDS).

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte při 2 - 8°C. Reagenty jsou stabilní do data expirace uvedené na štítku, pokud při používání do nich nevniknou nečistoty a v průběhu skladování budou řádně uzavřeny.

Známky zhoršení kvality :

- Reagencie: přítomnost částic, zákal, absorbance blanku větší než 0,200 při 560 nm ( 1cm kyveta).

### DALŠÍ REAGENTY

Biochemický kalibrátor (BioSystems kód 18011) nebo Biochemický humánní kalibrátor (BioSystems kód 18044).

### PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

Reagencie jsou připraveny k přímému použití – ready to use. Otevřená činidla umístěná v chlazeném prostoru analyzátoru jsou stabilní 60 dní.

### PŘIDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

- Termostatická vodní lázeň na 37°C
- Analyzátor, spektrofotometr, nebo fotometr termostabilní při 37°C a s filtrem 560 nm.

### VZORKY

Sérum nebo plazma odebraná standardním způsobem. Ve vzorku je beta–hydroxybutyrát stabilní 1 týden při 2 - 8 °C. Vhodný antikoagulant - heparin nebo EDTA<sup>2</sup>.

### REFERENČNÍ HODNOTY

Sérum nebo plazma<sup>3</sup> : 0,02–0,27 mmol/L = 0,21 – 2,81 mg/dL. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doporučuje se, aby si

každá laboratoř stanovila svoje vlastní referenční rozpětí.

### KALIBRACE

Doporučuje se udělat slepý pokus každý den a kalibraci nejméně jednou za 2 měsíce, nebo při použití nové šarže reagentů, nebo podle schválených postupů kontroly kvality.

### POSTUP

Na analyzátoru (pozn.:1)

		A25	A15
Obecné	název testu režim analýzy typ vzorku jednotky typ reakce desetinná čísla počet opakování název testu ve zprávě pacienta	b-HB diferenciální SER mmol/L vzrůstající 2 1 --	b-HB diferenciální SER mmol/L vzrůstající 2 1 --
Postup	odečítání vzorek reagent 1 reagent 2 promývání faktor před zředění faktor po zředění hlavní referenční	monochrom 4 240 60 1,2 – 2 560	monochrom 4 240 60 1,2 – 2 560
množství	reagent 1 reagent 2 promývání faktor před zředění faktor po zředění hlavní referenční	240 60 1,2 – 2 560	240 60 1,2 – 2 560
filtr	referenční	-	-
doba	odečítání 1 odečítání 2 reagent 2	180 s 495 s 195 s	168 s 504 s 192 s
kalibrace	typ kalibrace opakování kalibrátoru opakování blanku kalibrační křivka	multi 3 3 --	multi 3 3 --
podmínky	absorb. limit blanku kinetický limit blanku limit linearity	0,200 - 8	0,200 - 8

### Manuální analýza


1. Reagenty a nástroje vytemperujte na 37°C.
2. Pipetujte do označených zkumavek :

	Reagent blank	Vzorek/kalibrátor
Destilovaná voda	13 µL	–
Reagent A	800 µL	800 µL
Vzorek/kalibrátor	-	13 µL

3. Důkladně promíchejte a vložte kyvetu do přístroje. Spusťte stopky. Po 3 minutách změřte absorbanci A1 při 560nm oproti destilované vodě.
4. Pipetujte do kyvety :

Reagent B	200 µL	200 µL

5. Důkladně promíchejte a vložte kyvetu do přístroje. Spusťte stopky. Po 5 minutách změřte absorbanci A2 při 560nm.

Kód 12525 1 x 50ml	<b>beta-HYDROXYBUTYRÁT</b> (kyselina beta -hydroxymáselná)		<b>beta-HYDROXYBUTYRÁT</b> hydroxybutyrát dehydrogenáza/diaforáza
Skladovat při 2 - 8°C			
Činidla pro stanovení koncentrace β-hydroxybutyrátu. Pouze pro profesionální použití in vitro v klinické laboratoři.			

6. Koncentraci β-hydroxybutyrátu ve vzorku vypočítáme pomocí vzorce :

$$\frac{(A_2 - A_1)_{\text{vzorek}} - (A_2 - A_1)_{\text{blank}}}{(A_2 - A_1)_{\text{kalibrátor}} - (A_2 - A_1)_{\text{blank}}} \times C_{\text{kalibrátor}} = C_{\text{vzorek}}$$

#### KONTROLA KVALITY

Doporučuje se používat Biochemickou kontrolu level I ( kód 18005, 18009 a 18042) a level II ( kód 18007, 18010 a 18043) pro ověření správnosti postupu měření. Každá laboratoř by si měla stanovit své vlastní schéma kontroly kvality a postupy korekce pro případ, že výsledky nejsou v přijatelné toleranci.

#### METROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Následující údaje byly získány za použití analyzátoru A25. Výsledky jsou podobné s analyzátozem A15. Podrobnosti o vyhodnocení dat jsou k dispozici na vyžádání.  
 - Limit linearity: 8,0 mmol/l mg/dL = 83,3 mg/dL  
 - Detekční limit: 0,016mmol/l mg/dL = 0,17 mg/dL  
 - Opakovatelnost (v sérii) :

Celková koncentrace	CV	n
0,25 mmol/l = 2,60 mg/dl	1,4 %	80
1,25 mmol/l = 13,0 mg/dl	0,4%	20

- Reprodukovatelnost

Celková koncentrace	CV	n
0,25 mmol/l = 2,60 mg/dl	4,4 %	80
1,25 mmol/l = 13,0 mg/dl	2,6%	25

#### SPRÁVNOST

Výsledky získané tímto postupem nevykazovaly systematické rozdíly při porovnání s referenčním postupem. Podrobnosti o porovnávací zkoušce jsou k dispozici na vyžádání.

#### INTERFERENCE

Hemoglobin ( 5g/L), lipémie ( triglyceridy 16g/L) a bilirubín ( 30mg/dL) neinterferují. Jiné léky a látky mohou interferovat. <sup>4</sup>

#### POZNÁMKY

1. Tento reagent může být použit v různých automatických analyzátozech. Aplikační protokoly jsou k dispozici na vyžádání u distributora.

#### DIAGNOSTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Ketóza je metabolický stav těla způsobený nedostatečným příjmem sacharidů. Při tom dochází ke katabolismu tuků a k produkci ketolátek, které slouží jako zdroj energie pro tělo. Jedná se zejména o beta-hydroxybutyrát (b-HB), acetoacetát (AA) a aceton. Nejvíce zastoupen je beta-hydroxybutyrát. Vysoké hladiny ketolátek mohou být pro některé orgány toxické (ledviny a játra). Hlavními příčinami ketoacidózy je diabetes mellitus a alkoholismus. Obsah ketolátek se může zvýšit i v případě hladovění nebo při dietách s nízkým obsahem sacharidů. <sup>3</sup>  
 Při určování diagnózy nelze vycházet z výsledků jednoho testu, ale musí být brány do úvahy i další klinické a laboratorní

údaje.

#### BIBLIOGRAFIE

- Zivin JA, Snarr JF. An automated colorimetric method for the measurement of 3-hydroxybutyrate concentration. Anal Biochem 1973; 52: 456-461.
- Sacks DB et al. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Clin Chem 2011; 57: e1-e47.
- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 5th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2012.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

#### UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 16.11.2016.  
 Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.  
 Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese: [www.biosystems-sa.com](http://www.biosystems-sa.com).  
 Český návod je k dispozici na: [www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)

#### Výhradní distributor:

**ČR** : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5, 150 21 Praha5, tel.: +420 257 220 760  
**SK** : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

**ČR** : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a . LF UK, tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02  
**SK** : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166