


katalogové číslo 014D700

Rychlý kazetový test pro detekci antigenu

STREP B PLUS (*STREPTOCOCCUS B*)

ulti med *Streptococcus B* kazetový test je rychlý imunochromatografický test na kvalitativní detekci antigenu Strep B ve vzorcích získaných z vaginálního nebo rektálního výtěru těhotných žen, nebo ze stěrů z novorozenců.

Test je určen pouze k profesionálnímu použití.



Streptokoky skupiny B (GBS), nebo *Streptococcus agalactiae* patří k nejčastějším příčinám život ohrožujících infekcí u novorozenců. Asi 5-30% všech těhotných žen je kolonizováno GBS. Několik posledních studií prokázalo, že léčba kolonizovaných žen v období počas porodu výrazně snižuje výskyt sepse způsobené GBS. Proto je důležitý screening a rutinní vyšetření na streptokoka B je doporučeno mezi 35. a 37. týdnem těhotenství. Ze studie CDC vyplývá, že léčba na základě rutinního vyšetření je o 50% účinnější, než podávání antibiotik těhotným ženám s klinickými rizikovými faktory.



Druh vzorku: vaginální nebo rektální výtěru těhotných žen, nebo stěry z novorozenců.

Skladování vzorku: Pokud tampon není extrahován ihned, uložte tampon do suché sterilní zkumavky, za pokojové teploty nejdéle 4 hodiny, v chladničce při teplotě 2-8°C až po dobu 24 hodin.

Skladování testu: +2 až +30°C

Výsledek testu do 10 minut.

Laboratorní vybavení není potřebné – možnost stanovení v ordinaci.

Testování senzitivity testu ulti med *Streptococcus B*: relativní senzitivita: 90,9%, relativní specifita: 97,9% .

Balení obsahuje 20 testovacích kazet, 20 tamponů na stěry, 20 extrakčních zkumavek, 20 kapátek, 2 extrakční pufr, 1 pozitivní kontrola, 1 pracovní stojánek, 1 příbalový leták

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.



Objednávky :

JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Ing.Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Ing. Žůrová - Morava: 777 929 623