



Rychlý kazetový test pro detekci antigenu

Trichomonas vaginalis

Test NADAL® Trichomonas Vaginalis je jednoduchý imunochromatografický test pro rychlou kvalitativní detekci *Trichomonas vaginalis* ze vzorku vaginálního výtěru.

Test je určen pouze k profesionálnímu použití.



Trichomoniáza je běžná pohlavně přenosná infekce, která se vyskytuje u mužů i žen, symptomy jsou však častější u žen. Je způsobena cizopasným prvokem *Trichomonas Vaginalis*. Má pět bičků, hruškovitý tvar a je dlouhá 7-30 µm. Velké jádro je obvykle umístěné v širší, přední části a obsahuje mnoho chromatinových granulí a malý karyosom. Cytoplazma rovněž obsahuje mnoho granulí, ale tyto nejsou často viditelné ve vzorcích barvených Giemsovým barvivem.

Druh vzorku : vaginální sekrety

Skladování vzorku : Pokud tampon není extrahován ihned, může být skladován v chladničce (nejlépe v transportní zkumavce – transportní medium se nedoporučuje) až 5 dní

Skladování testu : +5 až +30°C

Výsledek testu do 10-15 minut.

Laboratorní vybavení není potřebné – možnost stanovení v ordinaci.

Testování senzitivity testu NADAL®Trichomonas Vaginalis v porovnání s mikrobiologickými metodami:

Relativní senzitivita: 91,3% (137/150)

Relativní specifická: 97,3% (146/150)

Balení 10 ks, katalogové číslo 840003N-10

Ucelený sortiment nabízených výrobků včetně návodů najdete na www.jktrading.cz.

Pro objednávky kontaktujte:



JK-Trading s.r.o,
Křivatcová 421/5, 155 21 Praha 5
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:
Ing.Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Ing. Žůrová - Morava: 777 929 623